

n-HEPTAN

CAS: 142-82-5

Vzorec: C₇H₁₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	100,20
Hustota:	0,68 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H400-H410-H315-H336



n-HEPTAN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, čistý	1 l	H 01301
min 99 %, p.a.	1 l	H 01101

n-HEPTAN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro syntézu	1 l	R.CP46.1
min 95 %, pro syntézu	2,5 l	R.CP46.2
min 95 %, pro syntézu	5 l	R.CP46.4
min 95 %, pro syntézu	10 l	R.CP46.3
min 95 %, pro syntézu	25 l	R.CP46.5
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.8654.1
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.8654.3
min 99 %, pro syntézu	5 l	R.8654.5
min 99 %, pro syntézu	10 l	R.8654.2
min 99 %, pro syntézu	25 l	R.8654.4

ROTIPURAN® min 99 %, p.a.	1 l	R.T174.1
ROTIPURAN® min 99 %, p.a.	2,5 l	R.T174.2
ROTIPURAN® min 99 %, p.a.	5 l	R.T174.3
ROTISOLV® HPLC min 99 %	2,5 l	R.6828.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99 %	2,5 l	R.X878.1
ROTISOLV® Pestilyse® plus min 99 %	2,5 l	R.7566.1

n-HEPTAN ROTISOLV® HPLC

Filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 95 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0001 %

Vlnová délka (nm)	255	220	205
Min.propustnost (%T)	99	80	50

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro HPLC	2,5 l	H 01501
min 95 %, pro HPLC	4 x 2,5 l	H 01501.4

n-HEPTAN ROTISOLV® UV/IR-Grade

Testovaný pro chromatografické a spektroskopické použití, filtrovaný přes 0,2µm membránový filtr, plněný pod inertním plynem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meg/g
Odparek:	max 0,0005 %
Fluorescence (jako chinin) při 254 a 365 nm:	max 1,0 ppb

Vlnová délka (nm)	245	228	220	210	200
Min.propustnost (%T)	98	90	80	50	10

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro UV	2,5 l	H 01701
min 99 %, pro UV	4 x 2,5 l	H 01701.4