

**n-PROPYLALKOHOL ROTISOLV® HPLC**

1-propanol, propan-1-ol


**CAS:** 71-23-8**Vzorec:** C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O

- Plněný pod inertním plynem
- Filtrovaný přes 0,2μm membránový filtr

**Technické parametry**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Molekulová hmotnost: | 60,10          |
| Index lomu/20 °C:    | 1,386          |
| Obsah (GC):          | min 99,5 %     |
| Bod varu:            | 97,1 °C        |
| Hustota/20 °C:       | 0,804          |
| Voda (KF):           | max 0,05 %     |
| Acidita:             | max 0,002 %    |
| Odparek:             | max 0,0003 %   |
| Bezp. věty (GHS):    | H225-H318-H336 |

|                      |      |     |     |
|----------------------|------|-----|-----|
| Vlnová délka (nm)    | 270  | 240 | 230 |
| Min propustnost (%T) | 98,5 | 80  | 60  |



n-PROPYLALKOHOL

| Balení    | Katalogové číslo |
|-----------|------------------|
| 2,5 l     | P 26701          |
| 4 x 2,5 l | P 26701.4        |