

Nádoba na led True North® | HEATHROW SCIENTIFIC

Nádoby s víkem s vynikajícími izolačními vlastnostmi pro aplikace vyžadující nízké teploty

- Kónický tvar nádob pro stohování, výlevka a postranní držadla pro bezpečnou manipulaci
- Dobře těsnící víko pro minimální ztráty odpařováním se zapuštěným úchytem
- Nerozbitná, elastická nádoba s dokonale hladkým povrchem z chemicky inertního materiálu
- Nádoby vhodné pro chlazení ledem, CO₂ peletkami, solnými roztoky s ledem a dalšími chladicími médii
- Odpovídající rozměry a tvar víka a dna nádoby umožňuje uložit víko pod nádobu

Technické parametry

Materiál:	inertní pěnový polyuretan
Teplotní odolnost:	- 80 °C
Balení:	1 ks (komplet nádoba s víkem)



Nádoba na led True North® | HEATHROW SCIENTIFIC



Nádoba na led True North tyrkysová



Nádoba na led True North modrá



Nádoba na led True North červená



Popis	Objem (l)	Barva	Rozměry š x h x v (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hranatá nádoba s víkem	1	tyrkysová	267 x 196 x 114	1	R.TP25.1
Hranatá nádoba s víkem	4	modrá	381 x 254 x 140	1	R.TP26.1
Hranatá nádoba s víkem	9	červená	521 x 292 x 163	1	R.TP27.1
Kulatá nádoba s víkem	4	černá	Ø 234 x 181	1	R.TP24.1