

Nádobka aseptická PP s připevněným víčkem

Asepticky vyráběná nádobka pro odběr vzorků, transport a jejich následnou analýzu

- Víčko lze otevřít jednou rukou - zůstane v kolmé poloze pro snadné plnění
- Zdrsněná popisovací plocha pro označení vzorku
- Autoklávatelná s otevřeným víčkem při 121 °C
- Použitelná i do mrazicích boxů, vodotěsná i po zmrznutí

Technické parametry

Materiál:

čirý PP



Nádobka aseptická s připevněným víčkem

Objem (ml)	Vnější průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
45	29	85	650	S052011
50	31	78	650	S060011
90	43	80	350	S100011
300	75	88	240	S300011

K dispozici také nádobky sterilizované gama zářením - kontaktujte nás, rádi vám připravíme nabídku