

## Nádobka odběrová PP s odnímatelným držadlem, sterilní

Modrá polypropylenová sterilní nádobka se šroubovacím víčkem se zahnutým držadlem

- Držadlo lze po odebrání vzorku z nádobky snadno sejmout
- Snadno barevně identifikovatelná nádobka, ideální pro použití v potravinářském provozu
- Jednotlivě balené sterilní nádobky umožňují odběr vzorků bez rizika kontaminace

### Technické parametry

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Materiál nádobky a držadla:  | rázuvzdorný modře probarvený PP |
| Materiál šroubovacího víčka: | modře probarvený PE             |
| Délka držadla:               | 240 mm                          |
| Sterilizace:                 | beta zářením (10 kGy)           |



Sterilní odběrová nádobka

| Objem (ml) | Průměr × výška (mm) | Celková délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 40         | 30 × 70             | 275                | 250         | S010301          |
| 125        | 52 × 74             | 275                | 100         | S010521          |