

Nádobka válcová na vzorky | KARTELL

Silnostěnná, chemicky rezistentní nádobka s dobře těsnícím šroubovacím víčkem

- Použitelná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE



Nádobka válcová na vzorky

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	21	36	1,7	10	K000910
10	21	58	1,7	10	K000911
30	35	53	2,0	10	K000912
60	35	94	1,7	10	K000913
90	55	63	2,2	10	K000914
180	55	110	2,2	10	K000916