

Nádobka válcová PE se zamačkávacím víčkem | KARTELL

Nesterilní nádobka na vzorky s připevněným víčkem

- Nádobka použitelná i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE



Nádobka válcová se zamačkávacím víčkem

Objem (ml)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,0	8 × 30	500	K000730
2,5	14 × 32	100	K000731
5,0	15 × 50	100	K000737
8,0	17 × 56	100	K000732
10,0	22 × 32	100	K000733
25,0	25 × 72	100	K000734
30,0	31 × 52	50	K000736
50,0	30 × 74	50	K000735