

Nálevka pro dialyzační membrány

Autoklárovatelná nálevka pro snadné plnění dialyzačních trubic

- Gumový fixační pásek pro upevnění dialyzační trubice
- Zamačkávací víčko pro uzavření nálevky
- Postranní úchyty pro zavěšení nálevky na stěnu různých nádob

Technické parametry

Materiál:

PP



Nálevka pro dialyzační membrány

Typ	Šířka membrány (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Mini	10-19	1	R570961
Maxi	23-45	1	R571061