

Nástěnné hodiny s laboratorním motivem | Limitovaná edice 30 let P-LAB

Nástěnné hodiny s originálním laboratorním motivem v limitované edici 30 let P-LAB. Ideální doplněk do každé laboratoře.

- Pořízení hodin přispějete 40 Kč na [FOD Klokánek Štěřboholý](#)
- Kvalitní a tichý hodinový strojek Quartz německé výroby
- Ciferník z lehké PVC desky

Technické parametry

Rozměr: průměr ciferníku 30 cm

Napájení: 1x baterie typu AA (není součástí dodávky)



Nástěnné hodiny s laboratorním motivem P992101

Barva	Katalogové číslo
bílá	P992101