

NINHYDRIN

2,2-dihydroxyidan-1,3-dion

k detekci aminokyselin a alifatických aminů

CAS: 485-47-2

Vzorec: C₉H₆O₄


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

178,15

Bezp. věty (GHS):

H302-H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS	25 g	N 01101
min 99 %, p.a., ACS	100 g	N 01102
min 99 %, p.a., ACS	500 g	N 01103