

NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT


dihydrát pentakyanido-nitrosylželezitanu sodného

CAS: 13755-38-9

Vzorec: $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}] \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	297,95
Indikátor:	Zn
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml H_2O nebo EtOH
Bezp. věty (GHS):	H301



NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	N 37121
min 99 %, p.a.	250 g	N 37123

NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT

Technické parametry

Hustota:	1,71 g·cm ⁻³
----------	-------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS	25 g	R.HN34.1
min 99 %, p.a., ACS	100 g	R.HN34.2
min 99 %, p.a., ACS	500 g	R.HN34.3