

Normanal KYSELINA SÍROVÁ**CAS:** 7664-93-9**Vzorec:** H₂SO₄**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H314-H290

Normanal KYSELINA SÍROVÁ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/100	0,005	1 ampule	N 08601
N/5	0,1	1 ampule	N 08607
N/2	0,25	1 ampule	N 08604
1 N	0,5	1 ampule	N 08603

Normanal KYSELINA SÍROVÁ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,05	1 ampule	R.CN64.1
1 N	0,5	1 ampule	R.CN65.1