

NYSTATIN DIHYDRÁT

mykostatin, fungicidin

CAS: 1400-61-9

Vzorec: $C_{47}H_{75}NO_{17} \cdot 2 H_2O$


- Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům
- Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 962,14

Zásobní roztok: 5 mg/ml v DMSO nebo DMF, skladujte v teplotě $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pracovní roztok: 2-50 $\mu\text{g/ml}$



NYSTATIN DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 4400 I.U./mg, pro biochemii	5 g	sklo	R.0241.1
min 4400 I.U./mg, pro biochemii	10 g	sklo	R.0241.2