

NZamin

Složka živných médií pro molekulární biologii, zvláště LB médií

- Vysoce výživný pepton, získaný pankreatickým štěpením kaseinu
- Nejlepší zdroj dusíku a aminokyselin v živných médiích pro molekulární biologii, zejména v LB médiích podle Lurii/Bertaniho

Technické parametry

Složení: Celkový obsah dusíku min. 10 % pH 7,0 ±0,5

Teplota skladování: +20 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	250 g	plast	R.CP76.2
pro molekulární biologii	500 g	plast	R.CP76.1