

OCTAN SODNÝ

ethanoát sodný bezvodý

CAS: 127-09-3

Vzorec: CH₃COONa

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

82,04

OCTAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	O 26502
min 98,5 %, p.a.	500 g	O 26302
min 98,5 %, p.a.	1 kg	O 26301

OCTAN SODNÝ

Technické parametry

Hustota:

1,52 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, extra čistý	500 g	R.X891.1
min 98,5 %, extra čistý	1 kg	R.X891.2
min 98,5 %, extra čistý	2,5 kg	R.X891.3
min 98,5 %, extra čistý	25 kg	R.X891.5
min 99 %, p.a., ACS	250 g	R.6773.1
min 99 %, p.a., ACS	1 kg	R.6773.2
min 99 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.6773.3
min 99 %, p.a., ACS	25 kg	R.6773.5
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	25 g	R.5380.1