

Odměrný roztok DUSIČNAN RTUŤNATÝ**CAS:** 7783-34-8**Vzorec:** $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ **Technické parametry**

Bezpeč. věty (GHS):

H301+H311-H330-H373-H412

Odměrný roztok DUSIČNAN RTUŤNATÝ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,05	1 l	R.KK72.1

Odměrný roztok DUSIČNAN RTUŤNATÝ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,05	1 l	D 58701