

Odměrný roztok DUSIČNAN STŘÍBRNÝ**CAS:** 7761-88-8**Vzorec:** AgNO₃**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H314-H400-H410

Odměrný roztok DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,1	1 l	D 10801

Odměrný roztok DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/100	0,01	250 ml	R.6838.1
N/100	0,01	500 ml	R.6838.2
N/100	0,01	1 l	R.6838.3
N/100	0,01	2,5 l	R.6838.4
N/20	0,05	500 ml	R.6835.2
N/20	0,05	1 l	R.6835.3
N/10	0,1	250 ml	R.K713.2
N/10	0,1	500 ml	R.K713.4
N/10	0,1	1 l	R.K713.1
N/10	0,1	2,5 l	R.K713.3
N/10, Ph.Eur.	0,1, Ph.Eur.	1 l	R.9526.1
N/2	0,5	250 ml	R.6839.1
N/2	0,5	500 ml	R.6839.2
N/2	0,5	1 l	R.6839.3
1 N	1	250 ml	R.6841.1
1 N	1	500 ml	R.6841.2
1 N	1	1 l	R.6841.3