

Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ

CAS: 7664-93-9

Vzorec: H₂SO₄

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H290-H314

Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Bezp. věty (GHS)	Katalogové číslo
N/50	0,01	1 l	H290	R.X872.1
N/10	0,05	1 l	H290	R.K026.1
N/10	0,05	5 l	H290	R.K026.2
N/10	0,05	5 l - ROTI®CUBE	H290	R.K026.3
N/10	0,05	10 l (ROTI®CUBE)	H290	R.K026.4
N/10	0,05	25 l	H290	R.K026.7
N/10, Ph.Eur.	0,05, Ph.Eur.	1 l	H290	R.6793.1
N/5	0,1	1 l	H290	R.N072.1
N/5	0,1	5 l	H290	R.N072.2
N/2	0,25	1 l	H290	R.P709.1
N/2	0,25	5 l - ROTI®CUBE	H290	R.P709.2
N/2	0,25	10 l (ROTI®CUBE)	H290	R.P709.3
1 N	0,5	1 l	H290	R.K027.1
1 N	0,5	5 l	H290	R.K027.2
1 N	0,5	5 l - ROTI®CUBE	H290	R.K027.3
1 N	0,5	10 l (ROTI®CUBE)	H290	R.K027.4
1 N, Ph.Eur.	0,5, Ph.Eur.	1 l	H290	R.6794.1
2 N	1	1 l	H290-H315-H319	R.X873.1
2 N	1	5 l	H290-H315-H319	R.X873.2
4 N	2	500 ml	H290-H314	R.9896.1
4 N	2	1 l	H290-H314	R.9896.2
5 N	2,5	1 l	H290-H314	R.KK74.1

Odměrný roztok KYSELINA SÍROVÁ

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
-------------	------------------	--------	------------------

N/10	0,05	1 l	K 18701
N/5	0,1	1 l	K 18702
N/2	0,25	1 l	K 18703
1 N	0,5	1 l	K 18704