

Odsávačka ruční vakuová

Systémy pro bezpečné odsátí tekutin z lahvíček, vialek, mikrozskumavek a mikrotitračních destiček

- Bezpečnostní membránový filtr mezi lahví a pumpou
- Dlouhá odsávací silikonová hadička umožňuje umístit sběrnou láhev a pumpu mimo pracovní plochu
- Jednoduché modely AZ sestávající ze samostatné membránové pumpy a sběrné láhve
- Kompaktní systém s držákem odsávací láhve upevněným na membránové pumpě - modely AC a AA
- Sběrná 2 nebo 4 litrová autoklávovatelná PP láhev se širokohrdlým šroubovacím uzávěrem
- Ventily automaticky uzavřou láhev při odpojení od vakua nebo nasávací hadičky a zajistí její bezpečné přenášení
- Aerační ventil pro vyrovnání tlaků při autoklávování láhve

Technické parametry

Model	AZ 02 / 04	AC 02 / 04	AA 02 / 04
Čerpací rychlost (vzduchu)	8 l/min	25 l/min	17 l/min
Dosažitelné vakuum	700 mbar	250 mbar	100 mbar
Délka odsávací hadičky	3 m	3 m	3 m
Napájení	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rozměry pumpy (š x h x v)	75 x 170 x 60 mm	170 x 220 x 155 mm	170 x 220 x 155 mm
Hmotnost	1,5 kg	4,5 kg	5,5 kg



Odsávačka AZ 02/04



Odsávačka AC 02/04



Odsávačka AA 02/04

Model	Objem láhve (l)	Katalogové číslo
Odsávací souprava AZ 02	2	I353011
Odsávací souprava AZ 04	4	I353111
Automatický odsávací systém AC 02	2	I813911
Automatický odsávací systém AC 04	4	I814011
Automatický odsávací systém AA 02	2	I353211
Automatický odsávací systém AA 04	4	I353311

Kovový držák sběrné láhve pro modely AZ a držák AH 01 pro modely AC nutno objednat samostatně. Modely AA se dodávají včetně autoklávovatelného držáku s ventilem AH 01.

Příslušenství

- Držáky pro modely AA a AC umožňují upevnění Pasteurovy pipety, jehly, adaptéru na špičku a na osmikanálový odsávací hřebínek
- Ventil držáku AH 01 při použití s modely AA spouští a vypíná automaticky vakuovou pumpu

Popis	Použití	Katalogové číslo
Náhradní sběrná láhev 2 litry s uzávěrem a ventily	pro všechny modely 02	I513611
Náhradní sběrná láhev 4 litry s uzávěrem a ventily	pro všechny modely 04	I513711
Bezpečnostní filtry (10 ks)	pro všechny modely	R.CY06.1
Nožní vypínač	pro modely AZ a AC	I514011
Kovový držák pro 2 l sběrnou láhev	pro model AZ 02	I513811
Kovový držák pro 4 l sběrnou láhev	pro model AZ 04	I513911
Autoklávovatelný držák AH 01	pro modely AC a AA	I814111
Adaptér pro upevnění žlutých špiček	pro všechny modely	I353411
Autoklávovatelný adaptér a osmikanálový odsávací hřebínek	pro modely AC a AA	I353511
Autoklávovatelný náhradní osmikanálový odsávací hřebínek	pro modely AC a AA	I353611



Držák AH 01

