


ORANŽ XYLENOLOVÁ, Na₄ SŮL

CAS: 3618-43-7

Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	760,59
Indikátor:	Bi, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, In, lanthanoidy, Pb, Sc, Th, Tl ^{III} , V ^V , Zn, Zr
Pracovní roztok:	0,1 g v 100 ml H ₂ O
Indikátor:	pH 6,4-10,4
Barevný přechod:	žlutá - červenooranžová



ORANŽ XYLENOLOVÁ, Na₄ SŮL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	10 g	O 03101

ORANŽ XYLENOLOVÁ, Na₄ SŮL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a., ACS	1 g	R.2727.1
p.a., ACS	5 g	R.2727.2
p.a., ACS	10 g	R.2727.3
p.a., ACS	50 g	R.2727.4