

ORCEIN

Natural Red 28

Přírodní rostlinný pigment, extrahovaný z lišejníků

CAS: 1400-62-0**Vzorec:** $C_{28}H_{24}N_2O_7$

- Rozpsutný v alkoholu (červený) nebo v zředěných bázích (modrý)
- K detekci elastických vláken

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	500,50
Absorpční maximum:	575-580 nm

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 g	R.0320.2
pro mikroskopii	10 g	R.0320.3
pro mikroskopii	25 g	R 03201