

Ostatní reagencie pro buněčné kultury**Technické parametry**

Teplota skladování: 15°C až 30°C roztok pyruvátu Na (kat.č. D/13-115E) skladovat při teplotě 2°C až 8°C

Popis	Koncentrace	Balení	Katalogové číslo
Trypan Blue	0,4% roztok v 0,85% NaCl	100 ml	D.17-942E
Sodium Pyruvate	100 mM roztok	100 ml	D.13-115E
Sodium Pyruvate	100 mM roztok	12 x 100 ml	D.13-115E.12
Sodium Bicarbonate (NaHCO ₃)	7,5% vodný roztok	100 ml	D.17-613E
Sodium Bicarbonate (NaHCO ₃)	7,5% vodný roztok	12 x 100 ml	D.17-613E.12

* medium pro separaci lidských lymfocytů