

OXID ANTIMONITÝ

CAS: 1309-64-4

Vzorec: Sb₂O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	291,5
Hustota:	5,2 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H351
Rozpustnost ve vodě:	0,03 g/l při 20 °C

OXID ANTIMONITÝ

Balení	Čistota	Katalogové číslo
500 g	čistý	O 28301
100 g	p.a.	O 28101

OXID ANTIMONITÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min. 95 %, extra čistý	100 g	R.7348.1
min. 95 %, extra čistý	500 g	R.7348.2
min. 95 %, extra čistý	1 kg	R.7348.3
min. 95 %, extra čistý	2,5 kg	R.7348.4
min. 99 %, p.a.	100 g	R.9826.1
min. 99 %, p.a.	500 g	R.9826.2
min. 99 %, p.a.	1 kg	R.9826.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	5 g	R.1L6T.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.1L6T.2