

p-AMINOENZAMIDIN DIHYDROCHLORID

4-aminobenzamidin dihydrochlorid


Kompetitivní inhibitor trypsinu a trypsinu podobných enzymů, thrombinu a plasminu.

CAS: 2498-50-2

Vzorec: $C_7H_9N_3 \cdot 2HCl$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	208,09
Zásobní roztok:	100-200 mg/ml (0,5-1 M) v H ₂ O a EtOH
Pracovní koncentrace:	100-400 µg/ml (0,5-2 mM)
Stabilita zásobního roztoku:	Aminobenzamidin je senzitivní na oxidaci. Doporučujeme pracovat s čerstvými roztoky. Skladujte zásobní roztoky pouze po krátkou dobu.
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	1 g	R.CN71.1
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.CN71.2
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.CN71.3