

p-NITROFENYL- α -L-FUKOPYRANOSID


PNP- α -L-fukosid
substrát glykosidázy

CAS: 10231-84-2

Vzorec: C₁₂H₁₅NO₇

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	285,26
Enzym:	β -L-fukosidáza
Detekce:	barvou - žlutá
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	analýza séra



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.4018.1
min 98 %, pro biochemii	250 mg	R.4018.2