

PAP fast staining kit

Pro barvení cytologických nátěrů (dle Papanicolaou)

- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení:	PAP fast staining kit, roztok 1 PAP fast staining kit, roztok 2
Bezp. věty (GHS):	H225-H302+H312+H332-H319-H370-H373-EUH208
Teplota skladování:	+20 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	2 × 250 ml	plast	R.9195.1
pro mikroskopii	2 × 500 ml	plast	R.9195.2

Komponenty kitu nelze zakoupit jednotlivě.