

Papírky ozonové

Jednoduchý test pro orientační stanovení obsahu ozonu ve vzduchu

- Po expozici na místě chráněném před větrem lze barevnou změnu odečíst na stupnici
- Kritická hodnota pro citlivé osoby je 180 µg ozonu v 1 m³ vzduchu

Technické parametry

Stupnice:	< 90 / 90-150 / 150-210 / >210 (µg/m ³)
Expoziční doba:	10 minut
Barevná změna:	bílá - hnědá
Rozměry proužků:	10 x 95 mm



Papírky ozonové

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ozonové papírky	12 proužků	R282871