

Pasteurova pipeta, skleněná

Standardní pipeta, nebo pipeta s vatovým filtrem

Technické parametry

Materiál: sodnodraselné sklo



Pasteurova pipeta, skleněná

Bez filtru					S filtrem				
Objem (ml)	Délka (mm)	Délka kapiláry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Délka (mm)	Délka kapiláry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2,0	150	40	250	H925101	2,0	150	40	250	H925109
2,0	230	100	250	H926101	2,0	230	100	250	H926109