

Pasteurova pipeta PE | Syntesys

Pipeta pro přenášení malých objemů vzorků

- Hromadné balení nesterilních pipet

Technické parametry


Materiál:

PE


Typ	Objem	Délka	Graduace	Objem kapky
1	1 ml	123 mm	ne	určeno pro Penta square sklíčka




Pasteurova pipeta PE | Syntesys



Pasteurova pipeta, typ 1



Pasteurova pipeta, typ 2



Pasteurova pipeta, typ 3



Pasteurova pipeta, typ 4

Typ	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	Nesterilní	1000	S318440