

PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4)

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) s **T**weenem v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Exaktně předvážené tablety pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku PBST (roztok 1× PBST se připraví rozpuštěním jedné tablety ve vysoce čisté vodě)
- PBS je izotonický netoxický pufr, hojně využívaný pro buněčné kultury, v biochemii a molekulární biologii
- Přidaný neionický detergent Tween® 20 pomáhá redukovat nespecifické interakce mezi proteiny
- 1× PBST je využitelný jako roztok pro Western-Blot, ELISA, a jiné imunochemické analýzy

Technické parametry

Teplota skladování roztoku:

+4 °C (při dlouhodobém skladování)



PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4)

PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4) 500 ml/tableta

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) s **T**weenem v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBST se připraví rozpuštěním jedné tablety v 500 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Fair PBST (pH 7,4) 500 ml/tableta	12 tablet	blistr	R.1115.1
Roti®-Fair PBST (pH 7,4) 500 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1115.2

PBST pufr Roti®-Fair (pH 7,4) 1000 ml/tableta

PBS (**P**hosphate **B**uffered **S**aline) s **T**weenem v tabletách s pH 7,4 pro biochemii a molekulární biologii

- Roztok 1× PBST se připraví rozpuštěním jedné tablety v 1000 ml vysoce čisté vody

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Fair PBST (pH 7,4) 1000 ml/tableta	10 tablet	blistr	R.1116.1
Roti®-Fair PBST (pH 7,4) 1000 ml/tableta	100 tablet	plast	R.1116.2