



PCR destička FastGene s polovičním rámečkem | NIPPON Genetics

96jamková PCR destička s unikátní kombinací dvou materiálů k zajištění nejlepších výsledků v automatizovaných cyclerech

- Jedinečné PCR destičky kompatibilní s drtivou většinou (q)PCR cyclerů (např. Bio-Rad™, ThermoFisher™, FastGene®)
- Pevný a robustní rámeček z polykarbonátu, který je optimální pro automatizovanou manipulaci
- Velmi tenké polypropylenové jamky umožňují rychlou a rovnoměrnou výměnu tepla
- Výrazné černé alfanumerické označení jamek pro snadnější orientaci
- Varianta destiček s čárovým kódem pro jedinečnou identifikaci
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA

Technické parametry

Materiál rámečku:	PC
Materiál jamek:	PP
Objem jamek:	100 µl



Popis	Balení	Katalogové číslo
PCR destička FastGene 0,1 ml	50 ks	N019600
PCR destička FastGene 0,1 ml s čárovým kódem	50 ks	N019601