

PCR destička SuperFlex™ SIMPORT

96 jamková "low profile" destička snadno dělitelná na 8 stripů

- Vhodné pro PCR a qPCR aplikace vyžadující použití "low profile" 0,2 ml destičky bez rámečku
- Destičky lze snadno rozdělit na 8 stripů nebo více dílů
- Nízkoprofilový formát destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Neprůhledné stěny bílých destiček zvyšují odraz a homogenitu fluorescenčního signálu
- Utěsnitelné pomocí speciálních PCR víček ve stripu (U321961) nebo adhezivní fólie (U329006), případně tepelně těsnící fólie
- Bez RNáz, DNáz, pyrogenů a DNA

Technické parametry

Materiál:


panenský PP

Objem jamek:


cca 200 µl



SuperFlex "Break-Away" PCR destičky



SuperFlex čiré



SuperFlex bílé



Víčka pro destičky SuperFlex

Popis	Barva	Sterilita	Balení (ks)	Katalogové číslo
Destička SuperFlex	čirá	ne	10	U320961
Destička SuperFlex	čirá	ano	10 (jednotlivě)	U320962
Destička SuperFlex	bílá	ne	10	U320963
Víčka pro destičky SuperFlex	čirá	ne	10	U321961

Zažádejte si o vzorek