

PCR destička UltraFlux® bez rámečku plochá | SSI

96jamková "Unskirted" standardní 0,35ml nebo "low profile" 0,2ml destička

- Dělitelné destičky lze snadno rozříznout na díly po 24 nebo 48jamkách
- Univerzální destička použitelná ve většině PCR cyclerů pro standardní PCR a "real-time" qPCR
- Destička je uzavíratelná fólií nebo opakovaně použitelným pružným víčkem
- Stejněměrně tenká stěna zaručuje maximální, rychlý a rovnoměrný přenos tepla
- Neprůhledné stěny jamek bílé destičky zajišťují vysokou kvalitu a homogenitu fluorescenčního signálu
- Zmenšený objem jamek "low profile" destičky redukuje mrtvý objem a zvyšuje efektivitu PCR reakce
- Výrazný černý alfanumerický popis jamek a uříznutý roh pro snadnou orientaci

Technické parametry

Materiál:	medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA
Materiál bílých destiček:	medicinálně čistý PP probarvený oxidem titaničitým
Objem jamek standardních destiček:	cca 350 µl
Objem jamek "low profile" destiček:	cca 200 µl



96jamková PCR destička typ 3400



96jamková PCR "Low profile" destička typ 3401

Typ destičky	Typ jamek	Počet jamek	Barva	Uříznutý roh	Balení (ks)	Katalogové číslo
3400, dělitelná	Standardní	96	čirá	A12	10	U340030
3400	Standardní	96	čirá	A12	10	U340000.N
3400	Standardní	96	modrá	A12	10	U340000.M
3400	Standardní	96	zelená	A12	10	U340000.Z
3400	Standardní	96	červená	A12	10	U340000.R
3400	Standardní	96	fialová	A12	10	U340000.F
3400	Standardní	96	žlutá	A12	10	U340000.Y
3400	Standardní	96	bílá	A12	10	U340000.B
3401	"Low profile"	96	čirá	H12	20	U340100.N
3401	"Low profile"	96	bílá	H12	20	U340100.B