

PCR destičky bílé typ Roche | NIPPON Genetics


Bílá 96jamková PCR destička 0,1 ml s polovičním rámečkem

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA, bez pyrogenů a endotoxinů
- Ultratenká a rovnoměrná síla stěny zkumavek zajišťuje vynikající přenos tepla a maximální amplifikaci
- Alfanumerický kód pro přehlednou identifikaci vzorku
- Kompatibilní s většinou termocyklerů (např. Roche Lightcycler and Bio-Rad CFX) - [SEZNAM KOMPATIBILNÍCH PŘÍSTROJŮ](#) - kód produktu FG-2102

Technické parametry

Rozměry (š x d x v):

128,3 x 85,5 x 15,7 mm




FG-210250_FastGene®-white-96-well-PCR-Plate

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Bílá 96-jamková PCR destička 0,1 ml s polovičním rámečkem	50	N082102