

PCR destičky oddělitelné Rotilabo®

96- jamkové PCR destičky z PP bez rámečku, s perforací

- Destičky lze rozdělit na menší úseky či individuální PCR stripy
- Objem 300 µl (max. pracovní objem 250 µl)
- Tenké stěny umožňují ideální vedení tepla mezi termocyclerem a vzorkem
- Komůrky mají vystouplý okraj, aby bylo možno je utěsnit PCR fólií
- Destičky jsou autoklárovatelné



Rotilabo®-PCR destičky oddělitelné

Popis	Balení	Katalogové číslo
PCR destičky, rozdělitelné na jednotlivé stripy	50 ks	R.CEN2.1