

## PCR destičky pro ABI přístroje | NIPPON Genetics

96jamkové PCR destičky pro použití na Applied Biosystems přístrojích

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA
- Alfanaumerický kód pro přehlednou identifikaci vzorku



PCR destička 0,1 ml pro ABI přístroje (FG-03890)



PCR destička 0,2 ml pro ABI přístroje (FG-200250)

## FastGene Fast 96jamkové PCR destičky

96jamkové PCR destičky 0,1 ml pro použití na Applied Biosystems přístrojích

- Kompatibilní s StepOnePlus™, ABI 9800 a ABI 7500 Fast
- Kompatibilní s těsnicími fóliemi FastGene

| Popis                                | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------------------|-------------|------------------|
| FastGene 96jamkové PCR destičky Fast | 50          | N038950          |



PCR destička Fast (FG-03890)

## FastGene ABI Plate 96jamkové PCR destičky

96jamkové PCR destičky 0,2 ml s polovičním rámečkem pro použití na Applied Biosystems přístrojích

- Speciálně navržené pro ABI® termocyklery a real-time PCR cyklery
- Polypropylenové ultra hladké a tenké stěny zaručují maximální tepelnou vodivost a tím specifitější reakci a dosažení maximálního výtěžku
- Matný povrch jamek zvyšuje signál qPCR reakce a zlepšuje tak citlivost detekce
- Vyvýšené lemy jamek zabraňují křížové kontaminaci a usnadňují utěsnění, čímž zajišťují snížení odpařování
- Celkový objem jamky 0,3 ml poskytuje dostatečnou kapacitu pro standardní pracovní objem 0,2 ml

| Popis                                     | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| FastGene ABI Plate 96jamkové PCR destičky | 50          | N200250          |



FG-200250\_96-well-PCR-ABI-Plate-0.2-ml-semi-skirted