


PCR mikrozukumavky 0,2 ml tenkostěnné v proužku s připojeným víčkem | SIMPORT

Strip standardních mikrozukumavek s plochým nebo vydutým víčkem

- Bez DNA, DNáz, RNáz a endotoxinů
- Velmi tenká stěna a dno zajišťují rovnoměrný a efektivní přenos tepla
- Tvar víčka zabraňuje kontaminaci z povrchu víčka




Mikrozukumavky v proužku po 8 s proužkem vydutých víček

Proužek vydutých víček připevněný na krajní mikrozukumavku

Technické parametry

Materiál: mimořádně čirý bezbarvý PP

Typ víčka	Barva	Balení	Katalogové číslo
Vyduté	čirá	125 proužků	P781330.N
Vyduté	modrá	125 proužků	P781330.M
Vyduté	červená	125 proužků	P781330.R
Vyduté	žlutá	125 proužků	P781330.Y
Vyduté	zelená	125 proužků	P781330.Z



Mikrozkumavky v proužku po 8 s připevněnými víčky

Jednotlivá plochá nebo vydutá víčka připevněná po straně mikrozkumavek

- Plochá víčka snadno propíchnutelná jehlou

Technické parametry

Materiál: mimořádně čirý bezbarvý PP

Ploché			Vyduté		
Barva	Balení	Katalogové číslo	Barva	Balení	Katalogové číslo
čirá	125 proužků	P003202.N	čirá	125 proužků	P003203.N
modrá	125 proužků	P003202.M	modrá	125 proužků	P003203.M
červená	125 proužků	P003202.R	červená	125 proužků	P003203.R
žlutá	125 proužků	P003202.Y	žlutá	125 proužků	P003203.Y
zelená	125 proužků	P003202.Z	zelená	125 proužků	P003203.Z

