

PCR mikrozukavka 0,1 ml | NIPPON Genetics

Opticky čiré PCR mikrozukavky 0,1ml s plochým víčkem

- Vysoce kvalitní, stabilní, non-DNA-binding materiál
- Matná plocha pro označení
- Velmi dobře těsnící víčko zabraňuje odpařování a umožňuje pracovat s malými objemy
- Opticky čistý polypropylen, vhodné pro qPCR
- Bez DNáz, RNáz a lidské genomové DNA
- Kompatibilní se všemi běžnými přístroji

Technické parametry

Materiál:

PP



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
PCR mikrozukavka 0,1 ml	1000	N939001