

PCR mikrozkušavky v proužku | BRAND

Mikrozkušavky s extra tenkou stěnou určené pro standardní PCR aplikace a real-time qPCR



Proužek bílých PCR mikrozkušavek po 8 ks

Bílé samostatné 0,2ml PCR mikrozkušavky bez víček v proužku

- Mikrozkušavky určené pro kvantitativní PCR v reálném čase
- Poskytují prokazatelně lepší výsledky při fluorescenční analýze
- Dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA

Technické parametry

Materiál: PP probarvený oxidem titaničitým

Popis	Balení	Katalogové číslo
Bílé PCR mikrozkušavky v proužku	125 proužků	P781325

Mikrozkušavky se dodávají bez víček. Víčka nutno objednat samostatně.



Proužek plochých víček po 8 ks


Opticky čirá víčka pro bílé mikroskopické vložky v proužku

- Pro fluorescenční nebo luminiscenční aplikace a kvantitativní PCR v reálném čase

Technické parametry

Materiál: dokonale čirý PP

Popis	Balení	Katalogové číslo
Plochá víčka pro mikroskopické vložky v proužku	125 proužků	P781334



Proužek čirých PCR mikroskopických vložek v proužku po 12 ks

Samostatné 0,2ml PCR mikroskopické vložky bez víček v proužku

Technické parametry

Materiál: čirý PP

Popis	Balení	Katalogové číslo
Čiré PCR mikroskopické vložky v proužku	80 proužků	P781280

Mikroskopické vložky se dodávají bez víček. Víčka nutno objednat samostatně.

Proužek vydutých víček po 12 ks

Víčka pro PCR mikroskopické vložky v proužku po 12 ks

Technické parametry

Materiál: čirý PP

Popis	Balení	Katalogové číslo
-------	--------	------------------

Vydutá víčka pro mikroskopické vložky v proužku	80 proužků	P781290
---	------------	---------