

### PCR Mix Roti® 3

Směs nukleotidů dATP, **dTTP**, dGTP a dCTP o koncentraci **10 mM/dNTP**

### Technické parametry

Teplota skladování:

–20 °C



Roti®-Mix PCR 3

| Popis                    | Koncentrace | Balení     | Obal  | Katalogové číslo |
|--------------------------|-------------|------------|-------|------------------|
| Mix nukleotidů pro PCR 3 | 10 mM/dNTP  | 0,2 ml     | plast | R.L785.1         |
| Mix nukleotidů pro PCR 3 | 10 mM/dNTP  | 5 × 0,2 ml | plast | R.L785.2         |
| Mix nukleotidů pro PCR 3 | 10 mM/dNTP  | 5 × 1 ml   | plast | R.L785.3         |