

PCR Mix Roti® 3 (pH 7)

Směs nukleotidů dATP, **dTTP**, dGTP a dCTP o koncentraci **10 mM/dNTP a pH 7,0 ±0,1**

Technické parametry

Teplota skladování:

–20 °C

Popis	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
Mix nukleotidů pro PCR 3 (pH 7)	10 mM/dNTP	0,2 ml	plast	R.0179.1
Mix nukleotidů pro PCR 3 (pH 7)	10 mM/dNTP	5 × 0,2 ml	plast	R.0179.2