

## Pec hybridizační Bambino II™ BOEKEL

Pro snadnou a reprodukovatelnou hybridizaci v 50ml zkumavkách

- Vnitřní stěny z nerez oceli, víko z akrylátového skla
- Digitální nastavení teploty na LCD displeji

### Technické parametry

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kapacita :                           | 4 zkumavky typu Falcon 50 ml |
| Teplotní rozsah:                     | teplota okolí +10 až +80 °C  |
| Doba ohřevu z teploty okolí na 70°C: | 25 min                       |
| Řízení teploty:                      | PID kontrola                 |
| Stabilita při 65 °C:                 | +mn0,1 °C                    |
| Rychlost otáčení :                   | 6 až 20 ot/min               |
| Rozměry vnitřní (š x h x v):         | 150 x 150 x 140 mm           |
| Rozměry vnější (š x h x v):          | 267 x 254 x 162 mm           |
| Hmotnost:                            | 5,9 kg                       |



| Popis                    | Katalogové číslo |
|--------------------------|------------------|
| Hybridizační pec Bambino | C230300          |