

PENICILIN G DRASELNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum


CAS: 113-98-4

Vzorec: C₁₆H₁₇KN₂O₄S

- Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	372,48
Zásobní roztok:	10-100 mg/ml ve vodě, skladujte v teplotě –20 °C
Pracovní roztok:	20-100 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
~1600 U/mg, pro biochemii	10 g	R.CN29.1
~1600 U/mg, pro biochemii	25 g	R.CN29.2
~1600 U/mg, pro biochemii	100 g	R.CN29.3
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	1 g	R.HP49.1
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	10 g	R.HP49.2
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	25 g	R.HP49.3