

PENICILIN G SODNÁ SŮL

β-laktamové antibiotikum


CAS: 69-57-8

Vzorec: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S

- Inhibuje biosyntézu buněčné stěny u gram pozitivních bakterií ireverzibilní interakcí s transpeptidázou

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	356,37
Zásobní roztok:	10-100 mg/ml ve vodě, skladujte v teplotě –20 °C
Pracovní roztok:	20-100 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H317



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 1500 U/mg, pro biochemii	10 g	plast	R.CN28.1
min 1500 U/mg, pro biochemii	25 g	plast	R.CN28.2
min 1500 U/mg, pro biochemii	100 g	plast	R.CN28.3
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	1 g	plast	R.HP48.1
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	10 g	plast	R.HP48.2
min 1550 U/mg, CELLPURE® pro buněčné kultury a biochemii endotoxiny max 0,25 E.U./mg	25 g	plast	R.HP48.3