

Peptonová voda pufrovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozborů potravin

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	1 g pankreaticky štěpeného peptonu z kaseinu; 4,3 g chloridu sodného; 7,2 g dihydrátu hydrogenfosforečnanu sodného; 3,6 g fosforečnanu draselného
Aplikace:	16,1 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE67.1
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.AE67.2

Sodium peptone buffer solution (Ph.Eur. 6.0), Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution (Ph.Eur. 6.3, 7.0, 8.0 and 9.0)