

Peptonová voda pufrovaná (ISO)

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozborů potravin

Technické parametry

Certifikáty:	EN ISO 6887, EN ISO 6579, ISO 22964, EN ISO 19250
pH:	7,0 ±0,2
Složení (na 1 litr):	10 g pankreaticky štěpeného kaseinu; 5 g chloridu sodného; 9 g hydrogenfosforečnanu sodného; 1,5 g fosforečnanu draselného
Aplikace:	20 g na 1 l média



Peptonová voda pufrovaná (ISO) pro ředění a homogenizaci

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
pufrovaná, pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79170
pufrovaná, pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79172
pufrovaná, pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X917.3