

Peptonová voda pufrovaná (ISO), granulovaná

Pro ředění a homogenizaci vzorků pro mikrobiologické rozborů potravin

- Granulovaná verze s minimalizovanou prašností, s vysokou rozpustností a vynikající homogenitou

Technické parametry

Certifikáty:	EN ISO 6887, EN ISO 6579, ISO 22964, EN ISO 19250
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g pankreaticky štěpeného kaseinu; 5 g chloridu sodného; 3,5 g hydrogenfosforečnanu sodného; 1,5 g hydrogenfosforečnanu draselného
Aplikace:	20 g na 1 l média



Peptonová voda pufrovaná, granulovaná

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pufrovaná (granulovaná), pro mikrobiologii	500 g	plast	R.6680.1
pufrovaná (granulovaná), pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.6680.2