

PEROXODISÍŘAN SODNÝ

persíran sodný

CAS: 7775-27-1**Vzorec:** Na₂S₂O₈**Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 238,10

Bezp. věty (GHS): H272-H334-H302-H335-H315-H319-H317

PEROXODISÍŘAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	1 kg	P 04102

PEROXODISÍŘAN SODNÝ**Technické parametry**Hustota: 1,2 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	500 g	R.4365.2
min 99 %	1 kg	R.4365.1
min 99 %	2,5 kg	R.4365.3