

Petriho miska standardní


Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku

- Výstupky zajišťují výměnu vzduchu uvnitř misky
- Asepticky vyráběná

Technické parametry

Materiál:

PS



Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
60	8	20	K300360.1
60	8	25 × 20	K300360.2
90	15	20	K000358.1
90	15	25 × 20	K000358.2
100	15	20	K100358.1
100	15	23 × 20	K100358.2
150	15	20	K150358.1
150	15	11 × 20	K150358.2