

Petriho miska sterilní pro 47 mm filtry

Sterilní misky s těsněním vhodné pro dlouhé inkubační doby bez vysušení

- Stohovatelné
- Víčko s popisovacím prostorem a vyčnívajícím okrajem pro otevírání jednou rukou
- Pro použití s filtračním papírem o průměru 47 mm
- K dispozici i s absorpčním papírem například pro pěstování sazenic rostlin

Technické parametry

Materiál:	PS
Rozměry (průměr × výška):	50 × 9 mm



Petriho miska sterilní pro membránové filtry

Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
S absorpčním papírem	500 (25 × 20)	R.AEN1.1
Bez absorpčního papíru	500 (25 × 20)	R.AEN0.1